

# Bracketadhäsive

## BonaBond plus protect



Das mit einem fluoridhaltigen Ionomerglass gefüllte Adhäsiv gewährleistet eine kontinuierliche Abgabe von Fluoridionen, bei steigender Verweildauer. Die Fluoridabgabe beträgt 5 mg/l kumuliert nach 180 Tagen. Eine gleichzeitig bakterizid wirkende Oberfläche vermindert die Plaquebildung.

Sortiments-Inhalt: 3 x 2,5 g. Spritzen, 10 ml Primer, 12 g Ätzelgel, Applikationszubehör.

BonaBond plus protect ist auch in der günstigen Tiegelversion erhältlich, für Anwender, die in eigene Spritzen abfüllen.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	EINHEIT	BESTELLMENGE
BON-7500500	BonaBond plus protect (Spritzen)	Sortiment	
BON-7500200	BonaBond plus protect (Tiegel)	Sortiment	
BON-7500505	BonaBond plus protect, Spritzen	3 x 2,5 g.	
BON-7500205	BonaBond plus protect, Tiegel	10 g.	
BON-7500106	BonaBond plus protect, Primer	10 ml.	
BON-7500107	BonaBond plus Ätzelgel	10 ml.	
BON-7500170	BonaBond plus Holzspatel	75 St.	
BON-7500150	BonaBond plus Pinsel m. Griff	50 St.	
BON-7500120	BonaBond plus Mischblock	2 St.	

## BonaBond plus visuell (lichthärtend)

Die lichthärtende Variante macht die Aushärtung durch einen Farbumschlag von rosa nach weiß sichtbar. Sofort nach der, durch die Lichtpolymerisation eingetretene Farbänderung, nach ca. 20-40 Sekunden, kann der Bogen einligiert werden. Auch die lichthärtende Variante gibt Fluoridionen ab.

Sortiments-Inhalt: 3 x 2,5 g. Spritzen, 10 ml. Primer, 12 g. Ätzelgel, Applikationszubehör.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	EINHEIT	BESTELLMENGE
BON-7500301	BonaBond plus, visuell (lichthärtend)	Sortiment	
BON-7500305	BonaBond plus, visuell, Spritzen	3 x 2,5 g,	
BON-7500306	BonaBond plus, visuell, Primer	2 x 5 ml.	
BON-7500107	BonaBond plus Ätzelgel	10 ml.	
BON-7500170	BonaBond plus Holzspatel	75 St.	
BON-7500150	BonaBond plus Pinsel m. Griff	50 St.	
BON-7500120	BonaBond plus Mischblock	2 St.	