




# EVOLUTION LT®

## LINGUAL-TECHNIK

### - selbstligierend -



- Interaktive Öffnungsfeder
- Einfache Handhabung
- Verschlussfeder in der oberen Front als frontaler Aufbiss
- Gute Übertragung von Torque und Angulation
- Exzellente Rotationskontrolle
- "One Piece Design"
- Sandgestrahlte Basis
- Optimale Mundhygiene
- Kürzere Stuhlzeiten



Zahn	Torque	Breite	Rechts	Links	Bestellmenge
Oberkiefer			Art.-Nr.:	Art.-Nr.:	
Central	45°	2.60	300-11	300-21	
Lateral	45°	2.60	300-12	300-22	
Cuspid	35°	2.60	300-13	300-23	
1. + 2. Bicuspid	10°	2.60	300-14/15	300-24/25	
1. Molar	10°	2.60	300-16	300-26	
2. Molar	10°	2.60	300-17	300-27	
Unterkiefer			Art.-Nr.:	Art.-Nr.:	
1. + 2. Lower Anterior	30°	2.60	300-41/42	300-31/32	
Cuspid	35°	2.60	300-43	300-33	
1. +2. Bicuspid	10°	2.60	300-44/45	300-34/35	
1. Molar	10°	2.60	300-46	300-36	
2. Molar	15°	2.60	300-47	300-37	