


Duradent Natural Form



Duradent Stahl ist von höchster Qualität und speziell hitzebehandelt mit hoher Kraft und Formbarkeit. Er liefert Ihnen vorhersehbare und präzise Zahnbewegungen um Ihre Fälle mit einem Optimum an Torque- und Rotationskontrolle zu beenden.

adenta's Stahl ermöglicht komplizierte Biegungen ohne zu brechen und hat eine spezielle, hochpolierte Oberfläche um die Friktion im Bracket-Slot zu minimieren.


adenta's Natural Form ist vergleichbar mit der Roth True Form. Die Bögen sind auch mit Dimple erhältlich.

STAHL Bögen

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	FORM	DIMENSION	PACK EINH.	BESTELLMENGE
STN 012 U	Stahl	Natural Form	.012 OK	25	
STN 014 U	Stahl	Natural Form	.014 OK	25	
STN 016 U	Stahl	Natural Form	.016 OK	25	
STN 018 U	Stahl	Natural Form	.018 OK	25	
STN 020 U	Stahl	Natural Form	.020 OK	25	
STN 012 L	Stahl	Natural Form	.012 UK	25	
STN 014 L	Stahl	Natural Form	.014 UK	25	
STN 016 L	Stahl	Natural Form	.016 UK	25	
STN 018 L	Stahl	Natural Form	.018 UK	25	
STN 020 L	Stahl	Natural Form	.020 UK	25	
STN 16 x 16 U	Stahl	Natural Form	.016 x .016 OK	25	
STN 16 x 22 U	Stahl	Natural Form	.016 x .022 OK	25	
STN 17 x 25 U	Stahl	Natural Form	.017 x .025 OK	25	
STN 18 x 25 U	Stahl	Natural Form	.018 x .025 OK	25	
STN 19 x 25 U	Stahl	Natural Form	.019 x .025 OK	25	
STN 21 x 25 U	Stahl	Natural Form	.021 x .025 OK	25	
STN 16 x 16 L	Stahl	Natural Form	.016 x .016 UK	25	
STN 16 x 22 L	Stahl	Natural Form	.016 x .022 UK	25	
STN 17 x 25 L	Stahl	Natural Form	.017 x .025 UK	25	
STN 18 x 25 L	Stahl	Natural Form	.018 x .025 UK	25	
STN 19 x 25 L	Stahl	Natural Form	.019 x .025 UK	25	
STN 21 x 25 L	Stahl	Natural Form	.021 x .025 UK	25	

Weitere Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich
Alle Stahl-Bögen sind in 25er-Packungen abgepackt

Duradent Euro Form



adenta's Stahl ist von höchster Qualität und hat eine spezielle, hochpolierte Oberfläche um die Friktion im Bracket-Slot zu minimieren.

adenta's Euro Form Stahl-Bögen können Sie als Rund- oder Vierkantdrähte erhalten. Diese Bögen bieten Ihnen in der Weiterführung des 2. Molaren distal eine Verlängerung und eine engere Kontur von Eckzahn zu Eckzahn, um die unterschiedlichen Gesichtstypen abdecken zu können. Die Euro Form ist mit der Rick-Form bzw. der Bio Form V vergleichbar.

STAHL Bögen


ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	FORM	DIMENSION		PACK EINH.	BESTELLMENGE
STE 012 U	Stahl	Euro Form	.012	OK	25	
STE 014 U	Stahl	Euro Form	.014	OK	25	
STE 016 U	Stahl	Euro Form	.016	OK	25	
STE 018 U	Stahl	Euro Form	.018	OK	25	
STE 020 U	Stahl	Euro Form	.020	OK	25	
STE 012 L	Stahl	Euro Form	.012	UK	25	
STE 014 L	Stahl	Euro Form	.014	UK	25	
STE 016 L	Stahl	Euro Form	.016	UK	25	
STE 018 L	Stahl	Euro Form	.018	UK	25	
STE 020 L	Stahl	Euro Form	.020	UK	25	
STE 16 x 16 U	Stahl	Euro Form	.016 x .016	OK	25	
STE 16 x 22 U	Stahl	Euro Form	.016 x .022	OK	25	
STE 17 x 25 U	Stahl	Euro Form	.017 x .025	OK	25	
STE 18 x 25 U	Stahl	Euro Form	.018 x .025	OK	25	
STE 19 x 25 U	Stahl	Euro Form	.019 x .025	OK	25	
STE 21 x 25 U	Stahl	Euro Form	.021 x .025	OK	25	
STE 16 x 16 L	Stahl	Euro Form	.016 x .016	UK	25	
STE 16 x 22 L	Stahl	Euro Form	.016 x .022	UK	25	
STE 17 x 25 L	Stahl	Euro Form	.017 x .025	UK	25	
STE 18 x 25 L	Stahl	Euro Form	.018 x .025	UK	25	
STE 19 x 25 L	Stahl	Euro Form	.019 x .025	UK	25	
STE 21 x 25 L	Stahl	Euro Form	.021 x .025	UK	25	

Ebenso mit Dimple erhältlich. Weitere Dimensionen sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Bögen sind in 25er-Packungen abgepackt

Duradent

Standard Form



adenta's Stahldrähte sind von höchster Qualität und haben eine spezielle hochpolierte Oberfläche um die Friktion im Bracket-Slot zu minimieren

STAHL Bögen

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	FORM	DIMENSION	PACK EINH.	BESTELLMENGE
STS 012 U	Stahl	Standard Form	.012 OK	25	
STS 014 U	Stahl	Standard Form	.014 OK	25	
STS 016 U	Stahl	Standard Form	.016 OK	25	
STS 018 U	Stahl	Standard Form	.018 OK	25	
STS 020 U	Stahl	Standard Form	.020 OK	25	
STS 012 L	Stahl	Standard Form	.012 UK	25	
STS 014 L	Stahl	Standard Form	.014 UK	25	
STS 016 L	Stahl	Standard Form	.016 UK	25	
STS 018 L	Stahl	Standard Form	.018 UK	25	
STS 020 L	Stahl	Standard Form	.020 UK	25	
STS 16 x 16 U	Stahl	Standard Form	.016 x .016 OK	25	
STS 16 x 22 U	Stahl	Standard Form	.016 x .022 OK	25	
STS 17 x 25 U	Stahl	Standard Form	.017 x .025 OK	25	
STS 18 x 25 U	Stahl	Standard Form	.018 x .025 OK	25	
STS 19 x 25 U	Stahl	Standard Form	.019 x .025 OK	25	
STS 21 x 25 U	Stahl	Standard Form	.021 x .025 OK	25	
STS 16 x 16 L	Stahl	Standard Form	.016 x .016 UK	25	
STS 16 x 22 L	Stahl	Standard Form	.016 x .022 UK	25	
STS 17 x 25 L	Stahl	Standard Form	.017 x .025 UK	25	
STS 18 x 25 L	Stahl	Standard Form	.018 x .025 UK	25	
STS 19 x 25 L	Stahl	Standard Form	.019 x .025 UK	25	
STS 21 x 25 L	Stahl	Standard Form	.021 x .025 UK	25	

Ebenso mit Dimple erhältlich. Weitere Dimensionen sind auf Anfrage lieferbar.
Alle Stahl-Drahtbögen sind in 25er-Packungen abgepackt.