



CLEAR™

OBERKIEFER / MAXILLA	CLEAR	Technik	Torque	Angul.	IN/OUT in mm	m/d Breite in mm
	Maxilla					
	Zentral	ROTH	+11°	+5°	1,00	3,20
	Zentral	MBT	+17°	+5°	1,00	3,20
	Lateral	ROTH	+8°	+9°	1,40	3,00
	Lateral	MBT	+10°	+8°	1,40	3,00
	Eckzahn	MBT	0°	+8°	1,00	3,20
	Eckzahn mit Häkchen	MBT	0°	+8°	1,00	3,20
	Eckzahn	ROTH	-2°	+8°	1,00	3,20
	Eckzahn mit Häkchen	ROTH	-2°	+8°	1,00	3,20
1. + 2. Prämolare	ROTH	-7°	0°	1,00	3,20	
1. + 2. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-7°	0°	1,00	3,20	
1. + 2. Prämolare	MBT	-7°	0°	1,00	3,20	
1. + 2. Prämolare mit Häkchen	MBT	-7°	0°	1,00	3,20	

UNTERKIEFER / MANDIBULA	CLEAR	Technik	Torque	Angul.	IN/OUT in mm	m/d Breite in mm
	Mandibula					
	UK Frontzähne	MBT	-6°	0°	1,50	3,00
	UK Frontzähne	ROTH	0°	0°	1,50	3,00
	Eckzahn	ROTH	-11°	+7°	0,80	3,20
	Eckzahn mit Häkchen	ROTH	-11°	+7°	0,80	3,20
	Eckzahn	MBT	0°	+3°	0,80	3,20
	Eckzahn mit Häkchen	MBT	0°	+3°	0,80	3,20
	1. Prämolare	ROTH	-17°	0°	1,00	3,20
	1. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-17°	0°	1,00	3,20
1. Prämolare	MBT	-12°	+2°	1,00	3,20	
1. Prämolare mit Häkchen	MBT	-12°	+2°	1,00	3,20	
2. Prämolare	ROTH	-21°	0°	1,00	3,20	
2. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-21°	0°	1,00	3,20	
2. Prämolare	MBT	-17°	+2°	1,00	3,20	
2. Prämolare mit Häkchen	MBT	-17°	+2°	1,00	3,20	

5-5 OK & UK		
	.018"	.022"
ROTH	450-001	455-001
MBT	460-001	466-001

5-5 OK & UK mit Häkchen auf Zahn 3		
	.018"	.022"
	450-001/H	455-001/H
	460-001/H	466-001/H

5-5 OK & UK mit Häkchen Zahn 3,4,5		
	.018"	.022"
	450-001/H345	455-001/H345
	460-001/H345	466-001/H345

3-3 OK & UK		
	.018"	.022"
ROTH	450-003	455-003
MBT	460-003	466-003


3-3 OK & UK mit Häkchen auf Zahn 3		
	.018"	.022"
	450-003/H	455-003/H
	460-003/H	466-003/H

3-3 OK		
	.018"	.022"
ROTH	450-003/U	455-003/U
MBT	460-003/U	466-003/U

3-3 OK mit Häkchen auf Zahn 3		
	.018"	.022"
	450-003/HU	455-003/HU
	460-003/HU	466-003/HU

Bestellnummer .018"		Bestellnummer .022"		Farbmarkierung
Rechts	Links	Rechts	Links	
450-11	450-21	455-11	455-21	Grün gingivale / distaler Flügel
460-11	460-21	466-11	466-21	Grün gingivale / distaler Flügel
450-12	450-22	455-12	455-22	Schwarz gingivale / distaler Flügel
460-12	460-22	466-12	466-22	Schwarz gingivale / distaler Flügel
460-13	460-23	466-13	466-23	Rot gingivale / distaler Flügel
460-13/H	460-23/H	466-13/H	466-23/H	Rot gingivale / distaler Flügel
450-13	450-23	455-13	455-23	Rot gingivale / distaler Flügel
450-13/H	450-23/H	455-13/H	455-23/H	Rot gingivale / distaler Flügel
450-14/25	450-14/25	455-14/25	455-14/25	Lila gingivale Flügel
450-14/15/H	450-24/25/H	455-14/15/H	455-24/25/H	Lila gingivale / distal Flügel
460-14/25	460-14/25	466-14/25	466-14/25	Lila gingivale Flügel
460-14/15/H	460-24/25/H	466-14/15/H	466-24/25/H	Lila gingivale / distal Flügel

Bestellnummer .018"		Bestellnummer .022"		Farbmarkierung
Rechts	Links	Rechts	Links	
460-31/42	460-31/42	466-31/42	466-31/42	Gelb gingivale Flügel
450-31/42	450-31/42	455-31/42	455-31/42	Gelb gingivale Flügel
450-43	450-33	455-43	455-33	Blau gingivale / distaler Flügel
450-43/H	450-33/H	455-43/H	455-33/H	Blau gingivale / distaler Flügel
460-43	460-33	466-43	466-33	Blau gingivale / distaler Flügel
460-43/H	460-33/H	466-43/H	466-33/H	Blau gingivale / distaler Flügel
450-44	450-34	455-44	455-34	Braun gingivale / distaler Flügel
450-44/H	450-34/H	455-44/H	455-34/H	Braun gingivale / distaler Flügel
460-44	460-34	466-44	466-34	Braun gingivale / distaler Flügel
460-44/H	460-34/H	466-44/H	466-34/H	Braun gingivale / distaler Flügel
450-45	450-35	455-45	455-35	Blau gingivale / distaler Flügel
450-45/H	450-35/H	455-45/H	455-35/H	Blau gingivale / distaler Flügel
460-45	460-35	466-45	466-35	Blau gingivale / distaler Flügel
460-45/H	460-35/H	466-45/H	466-35/H	Blau gingivale / distaler Flügel



Kontaktieren Sie uns für Ihre persönliche Artikelnummer bei der MIX & MATCH-Auswahl. Bitte fügen Sie "/10" an die Fallartikelnummer an um ein 10-Fall-Sortiment im XL-Tray zu bestellen.

EUR / Bracket

