



# CROWN™

OBERKIEFER // MAXILLA	CROWN	Technik	Torque	Angul.	IN/OUT in mm	m/d Breite in mm
	Maxilla					
	Zentral	ROTH	+12°	+5°	0.84	2,50
	Zentral	MBT	+17°	+5°	0.59	2,50
	Lateral	ROTH	+8°	+9°	1,15	2,50
	Lateral	MBT	+10°	+8°	0.94	2,50
	Eckzahn	MBT	-7°	+8°	0.56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	MBT	-7°	+8°	0.56	2,60
	Eckzahn	ROTH	-2°	+9°	0.56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	ROTH	-2°	+9°	0.56	2,60
	SPECIAL	0°	+9°	0.60	2,60	
1. + 2. Prämolare	SPECIAL	0°	+9°	0.60	2,60	
1. + 2. Prämolare mit Häkchen						
1. + 2. Prämolare	ROTH	-7°	0°	0.68	2,60	
1. + 2. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-7°	0°	0.68	2,60	
1. + 2. Prämolare	MBT	-7°	0°	0.68	2,60	
1. + 2. Prämolare mit Häkchen	MBT	-7°	0°	0.68	2,60	

UNTERKIEFER // MANDIBULA	CROWN	Technik	Torque	Angul.	IN/OUT in mm	m/d Breite in mm
	Mandibula					
	UK Frontzähne	MBT	-6°	0°	0.85	2,50
	UK Frontzähne	ROTH	-1°	0°	1,05	2,50
	Eckzahn	ROTH	-11°	+7°	0.56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	ROTH	-11°	+7°	0.56	2,60
	Eckzahn	MBT	-6°	+3°	0.56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	MBT	-6°	+3°	0.56	2,60
		SPECIAL	0°	+7°	0.56	2,60
	1. Prämolare	SPECIAL	0°	+7°	0.56	2,60
1. Prämolare mit Häkchen						
1. Prämolare	ROTH	-17°	0°	0.54	2,60	
1. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-17°	0°	0.54	2,60	
	MBT	-12°	0°	0.58	2,60	
2. Prämolare	MBT	-12°	0°	0.58	2,60	
2. Prämolare mit Häkchen						
2. Prämolare	ROTH	-22°	0°	0.54	2,60	
2. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-22°	0°	0.54	2,60	
2. Prämolare	MBT	-17°	0°	0.60	2,60	
2. Prämolare mit Häkchen	MBT	-17°	0°	0.54	2,60	


5-5 OK & UK		
	.018"	.022"
ROTH	105-001	155-001
MBT	106-001	166-001

5-5 OK & UK mit Häkchen auf Zahn 3		
	.018"	.022"
ROTH	105-001/H	155-001/H
MBT	106-001/H	166-001/H

5-5 OK & UK mit Häkchen Zahn 3,4,5		
	.018"	.022"
ROTH	105-001/H345	155-001/H345
MBT	106-001/H345	166-001/H345

Bestellnummer .018"		Bestellnummer .022"		Farbmarkierung
Rechts	Links	Rechts	Links	
105-11	105-21	155-11	155-21	Braun gingivale / distale Flügel
106-11	106-21	166-11	166-21	Braun gingivale / distale Flügel
105-12	105-22	155-12	155-22	Blau gingivale / distale Flügel
106-12	106-22	166-12	166-22	Blau gingivale / distale Flügel
106-13	106-23	166-13	166-23	Lindgrün gingivale / distale Flügel
106-13/H	106-23/H	166-13/H	166-23/H	Lindgrün gingivale / distale Flügel
105-13	105-23	155-13	155-23	Lindgrün gingivale / distale Flügel
105-13/H	105-23/H	155-13/H	155-23/H	Lindgrün gingivale / distale Flügel
106-13/H-0	106-23/H-0	166-13/H-0	166-23/H-0	Lindgrün gingivale / distale Flügel
105-14/25	105-14/25	155-14/25	155-14/25	Rot gingivale Flügel
105-14/15/H	105-24/25/H	155-14/15/H	155-24/25/H	Rot gingivale / distale Flügel
106-14/25	106-14/25	166-14/25	166-14/25	Rot gingivale Flügel
106-14/15/H	106-24/25/H	166-14/15/H	166-24/25/H	Rot gingivale / distale Flügel

Bestellnummer .018"		Bestellnummer .022"		Farbmarkierung
Rechts	Links	Rechts	Links	
106-31/42	106-31/42	166-31/42	166-31/42	Schwarz gingivale Flügel
105-31/42	105-31/42	155-31/42	155-31/42	Schwarz gingivale Flügel
105-43	105-33	155-43	155-33	Rosa gingivale / distale Flügel
105-43/H	105-33/H	155-43/H	155-33/H	Rosa gingivale / distale Flügel
106-43	106-33	166-43	166-33	Rosa gingivale / distale Flügel
106-43/H	106-33/H	166-43/H	166-33/H	Rosa gingivale / distale Flügel
106-43/H	106-33/H	166-43/H	166-33/H	Rosa gingivale / distale Flügel
105-44	105-34	155-44	155-34	Blau gingivale / distale Flügel
105-44/H	105-34/H	155-44/H	155-34/H	Blau gingivale / distale Flügel
106-44	106-34	166-44	166-34	Blau gingivale / distale Flügel
106-44/H	106-34/H	166-44/H	166-34/H	Blau gingivale / distale Flügel
105-45	105-35	155-45	155-35	Grün gingivale / distale Flügel
105-45/H	105-35/H	155-45/H	155-35/H	Grün gingivale / distale Flügel
106-45	106-35	166-45	166-35	Grün gingivale / distale Flügel
106-45/H	106-35/H	166-45/H	166-35/H	Grün gingivale / distale Flügel



Kontaktieren Sie uns für Ihre persönliche Artikelnummer bei der MIX & MATCH-Auswahl. Bitte fügen Sie "/10" an die Fallartikelnummer an um ein 10-Fall-Sortiment im XL-Tray zu bestellen.

EUR / Bracket



# CROWN MINI™



OBERKIEFER // MAXILLA	CROWN Mini	Technik	Torque	Angul.	IN/OUT in mm	m/d Breite in mm
	Maxilla					
	Zentral	ROTH	+12°	+5°	0,84	2,50
	Zentral	MBT	+17°	+5°	0,59	2,50
	Lateral	ROTH	+8°	+9°	1,15	2,50
	Lateral	MBT	+10°	+8°	0,94	2,50
	Eckzahn	MBT	-7°	+8°	0,56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	MBT	-7°	+8°	0,56	2,60
	Eckzahn	ROTH	-2°	+9°	0,56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	ROTH	-2°	+9°	0,56	2,60
		SPECIAL	0°	+9°	0,60	2,60
	1. + 2. Prämolare	SPECIAL	0°	+9°	0,60	2,60
	1. + 2. Prämolare mit Häkchen					
	1. + 2. Prämolare	ROTH	-7°	0°	0,68	2,60

UNTERKIEFER // MANDIBULA	CROWN Mini	Technik	Torque	Angul.	IN/OUT in mm	m/d Breite in mm
	Mandibula					
	UK Frontzähne	MBT	-6°	0°	0,85	2,50
	UK Frontzähne	ROTH	-1°	0°	1,05	2,50
	Eckzahn	ROTH	-11°	+7°	0,56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	ROTH	-11°	+7°	0,56	2,60
	Eckzahn	MBT	-6°	+3°	0,56	2,60
	Eckzahn mit Häkchen	MBT	-6°	+3°	0,56	2,60
		SPECIAL	0°	+7°	0,56	2,60
	1. Prämolare	SPECIAL	0°	+7°	0,56	2,60
	1. Prämolare mit Häkchen					
	1. Prämolare	ROTH	-17°	0°	0,54	2,60
	1. Prämolare mit Häkchen	ROTH	-17°	0°	0,54	2,60
		MBT	-12°	0°	0,58	2,60


5-5 OK & UK		
	.018"	.022"
ROTH	105M-001	155M-001
MBT	106M-001	166M-001

5-5 OK & UK mit Häkchen auf Zahn 3		
	.018"	.022"
ROTH	105M-001/H	155M-001/H
MBT	106M-001/H	166M-001/H

5-5 OK & UK mit Häkchen Zahn 3,4,5		
	.018"	.022"
ROTH	105M-001/H345	155M-001/H345
MBT	106M-001/H345	166M-001/H345

Bestellnummer .018"		Bestellnummer .022"		Farbmarkierung
Rechts	Links	Rechts	Links	
105M-11	105M-21	155M-11	155M-21	Braun gingivale / distale Flügel
106M-11	106M-21	166M-11	166M-21	Braun gingivale / distale Flügel
105M-12	105M-22	155M-12	155M-22	Blau gingivale / distale Flügel
106M-12	106M-22	166M-12	166M-22	Blau gingivale / distale Flügel
106M-13	106M-23	166M-13	166M-23	Lindgrün gingivale / distale Flügel
106M-13/H	106M-23/H	166M-13/H	166M-23/H	Lindgrün gingivale / distale Flügel
105M-13	105M-23	155M-13	155M-23	Lindgrün gingivale / distale Flügel
105M-13/H	105M-23/H	155M-13/H	155M-23/H	Lindgrün gingivale / distale Flügel
106M-13/H-0	106M-23/H-0	166M-13/H-0	166M-23/H-0	Lindgrün gingivale / distale Flügel
105M-14/25	105M-14/25	155M-14/25	155M-14/25	Rot gingivale Flügel
105M-14/15/H	105M-24/25/H	155M-14/15/H	155M-24/25/H	Rot gingivale / distale Flügel
106M-14/25	106M-14/25	166M-14/25	166M-14/25	Rot gingivale Flügel
106M-14/15/H	106M-24/25/H	166M-14/15/H	166M-24/25/H	Rot gingivale / distale Flügel

Bestellnummer .018"		Bestellnummer .022"		Farbmarkierung
Rechts	Links	Rechts	Links	
106M-31/42	106M-31/42	166M-31/42	166M-31/42	Schwarz gingivale Flügel
105M-31/42	105M-31/42	155M-31/42	155M-31/42	Schwarz gingivale Flügel
105M-43	105M-33	155M-43	155M-33	Rosa gingivale / distale Flügel
105M-43/H	105M-33/H	155M-43/H	155M-33/H	Rosa gingivale / distale Flügel
106M-43	106M-33	166M-43	166M-33	Rosa gingivale / distale Flügel
106M-43/H	106M-33/H	166M-43/H	166M-33/H	Rosa gingivale / distale Flügel
106M-43/H	106M-33/H	166M-43/H	166M-33/H	Rosa gingivale / distale Flügel
105M-44	105M-34	155M-44	155M-34	Blau gingivale / distale Flügel
105M-44/H	105M-34/H	155M-44/H	155M-34/H	Blau gingivale / distale Flügel
106M-44	106M-34	166M-44	166M-34	Blau gingivale / distale Flügel
106M-44/H	106M-34/H	166M-44/H	166M-34/H	Blau gingivale / distale Flügel
105M-45	105M-35	155M-45	155M-35	Grün gingivale / distale Flügel
105M-45/H	105M-35/H	155M-45/H	155M-35/H	Grün gingivale / distale Flügel
106M-45	106M-35	166M-45	166M-35	Grün gingivale / distale Flügel
106M-45/H	106M-35/H	166M-45/H	166M-35/H	Grün gingivale / distale Flügel



Kontaktieren Sie uns für Ihre persönliche Artikelnummer bei der MIX & MATCH-Auswahl. Bitte fügen Sie "/10" an die Fallartikelnummer an um ein 10-Fall-Sortiment im XL-Tray zu bestellen.

EUR / Bracket

