




FLEXADENT™

Superelastische NiTi-Bögen



Niedrige Friktion durch diamantgezogene Bögen.
Extrem hohes Formgedächtnis bei relativ gleichbleibendem Kraftniveau.

10 Bögen / Pack
 EUR / Stk.
 EUR / Stk.

100 Bögen / Pack
 EUR / Stk.
 EUR / Stk.



PERFORMANCE

Trampolinspringer führen komplexe und dynamische Kunststücke immer wieder von Neuem aus, voller Ausdauer und mit beispielloser Flexibilität. Genau wie unsere superelastischen FLEXADENT™ Nickel-Titanium-Bögen. Diese lieben es, den während einer Behandlung unzähligen Verbiegungen zu widerstehen und stets wieder in ihre Originalformen zurückzuspringen – und zwar immer und immer wieder.



POWER

Die durch Einsatz eines FLEXADENT™ Bogens realisierbare gemäßigte, gleichbleibende Kraft eignet sich perfekt für frühe bis mittlere Behandlungsphasen. Der Bogen verfügt über eine polierte Oberfläche und bietet eine hohe Flexibilität und Formstabilität.



SPEED

Aufgrund ihrer moderaten Kräfte und eines längeren Aktivierungsbereichs können unsere Vierkantbögen eher in die Behandlung mit einbezogen werden. Die Zähne werden somit über einen längeren Zeitraum aktiv bewegt.




EXTRA-VORTEIL

Aufgrund ihrer hohen Flexibilität und Formstabilität kehren Adenta®'s FLEXADENT™ Bögen immer wieder zuverlässig in ihre Ursprungsform zurück – egal, ob in diese Biegungen von bis zu 45° eingebracht wurden. Sie und Ihr erzielter Behandlungsfortschritt werden diese Flexibilität garantiert lieben.

10 Drähte / Pack			
GRÖSSE	EURO	NATURAL	UNIVERSAL
.012"	OK NTE12U	NTN12U	NTU12
	UK NTE12L	NTN12L	
.013"	OK		NTU13
	UK		
.014"	OK NTE14U	NTN14U	NTU14
	UK NTE14L	NTN14L	
.016"	OK NTE16U	NTN16U	NTU16
	UK NTE16L	NTN16L	
.018"	OK NTE18U	NTN18U	NTU18
	UK NTE18L	NTN18L	
.020"	OK NTE20U	NTN20U	NTU20
	UK NTE20L	NTN20L	
.014"x.025"	OK NTE14x25U	NTN14x25U	NTU14x25
	UK NTE14x25L	NTN14x25L	
.016"x.016"	OK NTE16x16U	NTN16x16U	NTU16x16
	UK NTE16x16L	NTN16x16L	
.016"x.022"	OK NTE16x22U	NTN16x22U	NTU16x22
	UK NTE16x22L	NTN16x22L	
.016"x.025"	OK NTE16x25U	NTN16x25U	NTU16x25
	UK NTE16x25L	NTN16x25L	
.017"x.017"	OK		
	UK		
.017"x.022"	OK		
	UK		
.017"x.025"	OK NTE17x25U	NTN17x25U	NTU17x25
	UK NTE17x25L	NTN17x25L	
.018"x.018"	OK NTE18x18U	NTN18x18U	NTU18x18
	UK NTE18x18L	NTN18x18L	
.018"x.025"	OK NTE18x25U	NTN18x25U	NTU18x25
	UK NTE18x25L	NTN18x25L	
.019"x.025"	OK NTE19x25U	NTN19x25U	NTU19x25
	UK NTE19x25L	NTN19x25L	
.020"x.020"	OK NTE20x20U	NTN20x20U	NTU20x20
	UK NTE20x20L	NTN20x20L	
.021"x.025"	OK NTE21x25U	NTN21x25U	NTU21x25
	UK NTE21x25L	NTN21x25L	

Für 100er Packungen bitte "100-" an die Artikelnummer vorstellen.

Für einzeln verpackte Bögen bitte "S-" an die Artikelnummer vorstellen.
Mindestbestellmenge 100 Bögen / Artikelnummer.





FLEXADENT™

Superelastic NiTi wire




Dimple: Oberkiefer und Unterkiefer

10 Drähte / Pack DIMPLED			
GRÖSSE		EURO	NATURAL UNIVERSAL
.012"	OK	NTED12U	NTND12U
	UK	NTED12L	NTND12L
.013"	OK		NTUD13
	UK		
.014"	OK	NTED14U	NTND14U
	UK	NTED14L	NTND14L
.016"	OK	NTED16U	NTND16U
	UK	NTED16L	NTND16L
.018"	OK	NTED18U	NTND18U
	UK	NTED18L	NTND18L
.020"	OK	NTED20U	NTND20U
	UK	NTED20L	NTND20L
.014"x.025"	OK	NTED14x25U	NTND14x25U
	UK	NTED14x25L	NTND14x25L
.016"x.016"	OK	NTED16x16U	NTND16x16U
	UK	NTED16x16L	NTND16x16L
.016"x.022"	OK	NTED16x22U	NTND16x22U
	UK	NTED16x22L	NTND16x22L
.016"x.025"	OK	NTED16x25U	NTND16x25U
	UK	NTED16x25L	NTND16x25L
.017"x.017"	OK		
	UK		
.017"x.022"	OK		
	UK		
.017"x.025"	OK	NTED17x25U	NTND17x25U
	UK	NTED17x25L	NTND17x25L
.018"x.018"	OK	NTED18x18U	NTND18x18U
	UK	NTED18x18L	NTND18x18L
.018"x.025"	OK	NTED18x25U	NTND18x25U
	UK	NTED18x25L	NTND18x25L
.019"x.025"	OK		
	UK		
.020"x.020"	OK		
	UK		
.021"x.025"	OK		
	UK		

Für 100er Packungen bitte "100-" an die Artikelnummer voranstellen.

Für einzeln verpackte Bögen bitte "-S-" an die Artikelnummer voranstellen.
Mindestbestellmenge 100 Bögen / Artikelnummer.




SPEZIALBOGEN FÜR
 1. AUFRICHTEN von gekippten Molaren
 2. Bukkaler TORQUE für Molaren
 3. Korrigieren der SPEE-Kurve im Oberkiefer
 4. INTRUSION/EXTRUSION der UK-Front
 5. Umgedreht im UK als EXPANSIONSBOGEN

Niedrige Friktion durch diamantgezogene Bögen.
 Extrem hohes Formgedächtnis bei relativ gleichbleibendem Kraftniveau.

10 Drähte / Pack REVERSE CURVE				
GRÖSSE		Reverse Curve 1	Reverse Curve 3	Reverse Curve 5
.012"	OK			
	UK			
.013"	OK			
	UK			
.014"	OK	NTRC114U	NTRC314U	NTRC514U
	UK	NTRC114L	NTRC314L	NTRC514L
.016"	OK	NTRC116U	NTRC316U	NTRC516U
	UK	NTRC116L	NTRC316L	NTRC516L
.018"	OK	NTRC118U	NTRC318U	NTRC518U
	UK	NTRC118L	NTRC318L	NTRC518L
.020"	OK			NTRC520U
	UK			NTRC520L
.014"x.025"	OK			
	UK			
.016"x.016"	OK	NTRC116x16U	NTRC316x16U	NTRC516x16U
	UK	NTRC116x16L	NTRC316x16L	NTRC516x16L
.016"x.022"	OK	NTRC116x22U	NTRC316x22U	NTRC516x22U
	UK	NTRC116x22L	NTRC316x22L	NTRC516x22L
.016"x.025"	OK	NTRC116x25U	NTRC316x25U	NTRC516x25U
	UK	NTRC116x25L	NTRC316x25L	NTRC516x25L
.017"x.017"	OK			
	UK			
.017"x.022"	OK			
	UK			
.017"x.025"	OK	NTRC117x25U	NTRC317x25U	NTRC517x25U
	UK	NTRC117x25L	NTRC317x25L	NTRC517x25L
.018"x.018"	OK	NTRC118x18U	NTRC318x18U	NTRC518x18U
	UK	NTRC118x18L	NTRC318x18L	NTRC518x18L
.018"x.025"	OK	NTRC118x25U	NTRC318x25U	NTRC518x25U
	UK	NTRC118x25L	NTRC318x25L	NTRC518x25L
.019"x.025"	OK	NTRC119x25U	NTRC319x25U	NTRC519x25U
	UK	NTRC119x25L	NTRC319x25L	NTRC519x25L
.020"x.020"	OK			NTRC521x25U
	UK			NTRC521x25L
.021"x.025"	OK			
	UK			

DIMPLED
 10 Bögen / Pack
 Ø EUR / Stk.
 EUR / Stk.

REVERSE CURVE
 10 Bögen / Pack
 Ø EUR / Stk.
 EUR / Stk.




FLEXADENT™

Superelastischer Nickel-Titan

GEÄTZTE MITTENMARKIERUNG

- 1 Linie 28 mm Frontbreite
- 2 Linien 34 mm Frontbreite
- 3 Linien 38 mm Frontbreite




Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.
Seitenansicht dient als Referenz.

FLEXADENT™

NiTi SE Intrusionsbogen

Niedrige Friktion durch diamantgezogene Bögen.
Extrem hohes Formgedächtnis bei relativ gleichbleibendem Kraftniveau.



PRE-TORQUED
10 Bögen / Pack
 EUR / Stk.

INTRUSIONSBOGEN
5 Bögen / Pack
 EUR / Stk.

SPULE
EUR / Stk.

		10 Drähte / Pack PRE-TORQUED		
GRÖSSE		PRE-TORQUED 20° 28mm	PRE-TORQUED 20° 34mm	PRE-TORQUED 20° 38mm
.016"x.016"	OK		NTT3416x16U	NTT3816x16U
	UK	NTT2816x16L		
.016"x.022"	OK		NTT3416x22U	NTT3816x22U
	UK	NTT2816x22L		
.016"x.025"	OK		NTT3416x25U	NTT3816x25U
	UK			
.017"x.025"	OK		NTT3417x25U	NTT3817x25U
	UK	NTT2817x25L		
.018"x.025"	OK		NTT3418x25U	NTT3818x25U
	UK	NTT2818x25L		
.019"x.025"	OK		NTT3419x25U	NTT3819x25U
	UK	NTT2819x25L		
.021"x.025"	OK		NTT3421x25U	NTT3821x25U
	UK	NTT2821x25L		

		5 Drähte / Pack		5 Drähte / Pack	
GRÖSSE		CTA@ 28mm KURZ	CTA@ 28mm LANG	CTA@ 34mm KURZ	CTA@ 34mm LANG
.016"x.022"	OK			NTCTAS3416x22U	NTCTAL3416x22U
	UK	NTCTAS2816x22L	NTCTAL2816x22L		
.017"x.025"	OK			NTCTAS3417x25U	NTCTAL3417x25U
	UK	NTCTAS2817x25L	NTCTAL2817x25L		

Premolare Segmentenlängen
Kurz: 15mm
Lang: 22mm

GRÖSSE	SPULE ca. 9 m
.012"	NTSP12
.014"	NTSP14
.016"	NTSP16
.018"	NTSP18

